

附件 2:

救护培训教具及耗材参数要求

一、心肺复苏模拟人：

序号	品名	规格	数量	详细规格
1	心肺复苏模拟人	半身	31	1.模拟标准气道开放。 2.模拟人工手位胸外按压。按压深度正确(5-6cm)。 3.人工口对口呼吸（吹气）：吹入潮气量正确（ 500-1000ml ） 4.按压与人工呼吸比：30:2（单人或双人） 5.操作周期：先按压再 2 次有效人工吹气，按压与人工吹气 30：2 五个循环周期 CPR 操作； 6.操作频率：100-120/分钟； 7.操作模式：训练操作； 8.检查瞳孔反映：模拟瞳孔由一只散大与一只缩小的比较认识； 9.材质：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。 10.半身心肺复苏人体模型一具，超厚牛津袋一只。 11.操作垫一个。

二、救护培训耗材

（一）套装

序号	产品名称	规格	数量	详细规格
1	三角巾	96*96*136cm	3500 卷	尺寸为 96*96*136cm，布料纱支为 32*32、密度为 70*50，本白色，采用卷边工艺生产，中间印刷一个 5*5cm 的红色十字架，三角巾的一直角和一底角分别缝制一条宽 1cm、长 55cm 的全棉扁带。
2	平纹绷带	7.5*450cm	3500 卷	红蓝条平纹绷带，尺寸为 7.5*450cm，采用 75g/平方的氨纶材质生产，拉伸后长度大于等于 450cm，单品重量大于等于 28g，配有两个铝扣。
3	一次性人工呼吸膜	20*30cm	3500 个	尺寸为 20*30cm，材质 peva，包装采用医用透析纸塑料袋包装，圆角包装。
4	外包装盒	163*52*40mm	3500 个	白卡纸纸盒包装，外观印制济南市红十字会单位名称、地址、电话、二维码等信息；外盒两端的侧面印制“三角巾 绷带 呼吸面膜”三个产品品名信息。

（二）呼吸膜

序号	产品名称	规格	数量	详细规格
1	一次性人工呼吸膜	20*30cm	20000 个	尺寸为 20*30cm，材质 peva，包装采用医用透析纸塑料袋包装，圆角包装。